

emuTech TSK Zubehör

Schnellanalyse von Kühlemulsion nach TRGS 611 und BGR 143

Für die betriebliche Kontrolle der Emulsion werden einige Hilfsmittel benötigt.

Richtwert gibt hier die BGR 143.

Für diese Kontrollmöglichkeiten steht unser **Pflegekoffer TSK** zur Verfügung.

Nachträglich zugefügt oder separat können folgende Artikel ausgewählt werden:

emuTech HRF

Handrefraktometer 0-18 Brix



emuTech KombiTest

Kombi-Teststäbchen

pH-Wert, Nitrit und Wasserhärte



emuTech pH

Teststäbchen zur pH-Kontrolle

z.B. Wert pH7 - pH 9,5

emuTech

Teststäbchen für sämtliche Messwertbestimmung

z.B. Kobalt oder Kupfer

emuTech DrumControl

Füllstandsanzeiger für 200 L Drum

- nie mehr "leere" Überraschungen



Welchen Nutzen habe ich ???

- . . . Kostenersparnis
- . . . betriebliche Sicherheit nach TRGS 611 und BGR 143
- . . . praktische und einfache Handhabung

emuTech
emulsionsTechnologie
Christian S. Lenz



Am Wiesenhof 9
D-35080 Bad Endbach

Tel 06464 / 459
Fax 06464 / 5105
0160/97 350 450

www.emu-tech.de
info@emu-tech.de

emulsions
Technologie

emuTech
www.emu-tech.de

emuTech
www.emu-tech.de

Zubehör für Schnellanalyse von KSS